

1



Pour the liquid into the container (max 4ml).

2



Position the membrane.

3



Press gently on the membrane.
Hy-Drop releases the liquid drop by drop.

4



Can be interconnected.

en - English • ATTENTION

Hy-Drop is compatible with: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), hydrogen peroxide (max. 30%), sodium hypochlorite (max. 12%), EDTA (17%) and distilled water. Polydentia declines any responsibility for damages due to usage with any other substance.

de - Deutsch • ACHTUNG

Der Flüssigkeitsspender Hy-Drop eignet sich für: Alkohol (max. 70%), Chlorhexidin (max. 2%), Wasserstoffperoxid (max. 30%), Natriumhypochlorit (max. 12%), EDTA (17%) und destilliertes Wasser. Polydentia lehnt jegliche Verantwortung für Beschädigungen, die auf die Verwendung von anderen Substanzen zurückzuführen sind, ab.

fr - Français • ATTENTION

Hy-Drop est compatible avec: l'alcool (70% maximum), la chlorhexidine (2% maximum), le peroxyde d'hydrogène (30% maximum), l'hypochlorite de sodium (12% maximum), EDTA (17%) et l'eau distillée. Polydentia décline toute responsabilité en cas d'utilisation avec d'autres substances.

it - Italiano • ATTENZIONE

Hy-Drop è compatibile con: alcool (max. 70%), clorexidina (max. 2%), perossido di idrogeno (max. 30%), sodio ipoclorito (max. 12%), EDTA (17%) e acqua distillata. Polydentia declina ogni responsabilità, derivante dall'utilizzo con altre sostanze.

es - Español • ATENCIÓN

Hy-Drop es compatible con: alcohol (máx. al 70%), clorhexidina (máx. al 2%), peróxido de hidrógeno (máx. al 30%), hipoclorito sódico (máx. al 12%), EDTA (17%) y agua destilada. Polydentia SA declina toda responsabilidad por el uso con cualquier otra substancia.

pt - Português • ATENÇÃO

O Hy-Drop é compatível com: álcool (máx. 70%), cloro-hexidina (máx. 2%), peróxido de hidrogénio (máx. 30%), hipoclorito de sódio (máx. 12%), EDTA (17%) e água destilada. Polydentia declina qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização com qualquer outra substância.

nl - Nederlands • WAARSCHUWING

Hy-Drop is compatibel met: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), waterstofperoxide (max. 30%), natriumhypochloriet (max. 12%), EDTA (17%) en gedestilleerd water. Polydentia wijst elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik met andere stoffen van de hand.

no - Norsk • VIKTIG

Hy-Drop er kompatibel med: alkohol (maks. 70%), klorhexidin (maks. 2%), hydrogenperoksid (maks. 30%), natriumhypokloritt (maks. 12%), EDTA (17%) og destillert vann. Polydentia fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes bruk med andre substanser.

fi - Suomi • VARNING

Hy-Drop on yhteensopiva seuraavien aineiden kanssa: alkoholi (enint. 70%), kloorihexidiini (enint. 2%), vetäperoksidi (enint. 30%), natriumhypokloriitti (enint. 12%), EDTA (17%) ja tislattu vesi. Polydentia ei vastaa mistään vahingoista, joita aiheutuu käytöstä muiden aineiden kanssa.

se - Svenska • Huom

Hy-Drop är kompatibel med: alkohol (max 70%), klorhexidin (max 2%), väteperoxid (max. 30%), natriumhypoklorit (max 12%), EDTA (17%) och destillerat vatten. Polydentia avisar allt ansvar för skador som beror på användning med något annat ämne.



Scan QR for instructions for use & Cleaning and Sterilization Guide or go to www.polydentia.ch