

Aldehydfreies Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion des allgemeinen und chirurgischen Instrumentariums sowie von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium in Praxis, Labor und Klinik im dentalmedizinischen Bereich.



von führenden  
Instrumenten-Hersteller  
empfohlen

schnellwirkend

ergiebig

Werterhalt der  
Instrumente

geprüfte  
Materialverträglichkeit

### Einwirkzeit

### Empfehlung



Tauchbad

**5 Min.**

**5 Min.**

Ultraschall

besonders  
geeignet für die  
Anwendung in  
Ultraschallgeräten

### Wirkungsspektrum



**Hoher Infektionsschutz:** Bakterizid, levurozid, tuberkulozid im Ultraschallgerät, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Noroviren)



### Key Features

**7 Tage**

Standzeit, bei niedriger  
Anwendungskonzentration

ein Anwendungs-  
konzentrat für  
alle Desinfektions-  
und Reinigungs-  
prozesse

hervorragende  
Material-  
verträglichkeit  
bei Instrumenten  
mit Gummi-/  
Silikonante

