

Hochwirksame, formaldehydfreie Gebrauchslösung für die Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen Abformungen, Abformlöffeln, prothetischen Arbeiten etc. zur Tauchdesinfektion in der Hygobox/Desinfektionsdose von Dürr Dental.



Einwirkzeit



nur
5 Min.
gemäß VAH

Empfehlung

Anwendung für
Abformmaterialien,
prothetische Arbeiten,
kieferorthopädische
Apparaturen, Bohrscha-
blonen für Implantat-
systeme etc.

Wirkungsspektrum



Hoher Infektionsschutz: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren, Noroviren).

voll viruzid

universell
einsetzbar

alkoholfrei

erhöhte Präzision des
Meistermodells aus Gips
durch hervorragende
Reinigungswirkung

Erhalt
der Dimensionsstabilität/
Gipskompatibilität



Geprüft gemäß DVV/
RKI-Leitlinie sowie EN
14476 und EN 17111

Key Features

2,5 L reichen für
50
Anwendungen im Tauchbad

voll viruzide
Gebrauchslösung zur
wirksamen und
material-freundlichen
Desinfektion und
Reinigung

beseitigt
vollständig
Kontaminationen
(Blut, Speichel, etc.)

