

Aldehydfreies Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion des allgemeinen und chirurgischen Instrumentariums sowie von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium in Praxis, Labor und Klinik im dentalmedizinischen Bereich.



breites
Wirkungsspektrum

schnellwirkend

ergiebig
(2,5 L Konzentrat =
125 L Gebrauchslösung)

hoher Korrosionsschutz

geprüfte Materialverträglichkeit –
von führenden Instrumenten-
Hersteller empfohlen

Einwirkzeit

Empfehlung



Tauchbad
5 Min.
2 Min.
Ultraschall

besonders
geeignet für die
Anwendung in
Ultraschallgeräten

Wirkungsspektrum



Hoher Infektionsschutz: Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid im Ultraschallgerät, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren), Noroviren, Polyomaviren SV40.



Key Features

14 Tage

Standzeit, bei niedriger
Anwendungskonzentration

ein Anwendungs-
konzentrat für
alle Desinfektions-
und Reinigungs-
prozesse

optimale Material-
verträglichkeit
durch spezielle
Korrosionsinhibitoren

